



H
HEALTH
LINE

SANIQUAT 44

Detergente sanificante concentrato

Generalità

SANIQUAT 44 è un igienizzante con forte azione pulente e deodorante. SANIQUAT 44 è costituito da una combinazione sinergica di sostanze attive selezionate per fornire un prodotto in grado di agire efficacemente anche in condizioni difficili di sporcizia, durezza dell'acqua, temperatura e pH.

La formulazione di SANIQUAT 44 comprende:

- uno speciale composto di ammonio quaternario che esplica la sua attività biocida attraverso la rottura della superficie delle cellule batteriche e l'inattivazione delle proteine enzimatiche essenziali alla vita e alla riproduzione della cellula batterica stessa;
- speciali tensioattivi non ionici che conferiscono al prodotto un elevato potere detergente ed emulsionante, coadiuvando l'azione del sale di ammonio quaternario ed evitandone l'inattivazione in presenza di sporco difficile;
- efficaci sequestranti, che impediscono ai sali metallici discolti nell'acqua di interferire nell'attività del sali di ammonio quaternario, garantendone l'efficacia anche in presenza di acqua dura.

SANIQUAT 44 elimina i cattivi odori, è innocuo nei confronti di qualsiasi tipo di superficie e agisce efficacemente a concentrazioni d'uso molto basse (1%).

Campi di applicazione

SANIQUAT 44 viene utilizzato per igienizzare qualsiasi tipo di superficie lavabile.

Grazie alla sua bassa tossicità e alla sua innocuità nei confronti di qualsiasi tipo di materiale, SANIQUAT 44 ha un campo di applicazione molto vasto e si può impiegare nelle comunità, HACCP, cucine, mense e industrie alimentari per sanificare: pavimenti, pareti, soffitti, pianali, celle frigorifere, strumenti di lavoro, attrezzature, recipienti, impianti, macchinari, canaline di scarico, servizi igienici, docce, lavelli, WC, oggetti e utensili vari.

Modalità d'impiego

Come mantenitore con azione igienizzante preventiva SANIQUAT 44 agisce efficacemente ad una concentrazione d'uso dello 0,5 -1% (50-100 ml per 10 litri d'acqua).

Per ottenere una totale sanificazione delle superfici aumentare la concentrazione fino al 3%. Lasciare la soluzione di SANIQUAT 44 a contatto col materiale da sanificare per almeno 5 -10 minuti, quindi risciacquare con acqua fino a completa eliminazione della schiuma.

SANIQUAT 44

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	Principio attivo: alchilidimetilbenzilammonio cloruro 3,5 g Tensioattivi non ionici, sequestranti, profumi, coloranti
ASPETTO FISICO	liquido trasparente verde
PROFUMO	mentolo
PESO SPECIFICO	0,99
ATTIVO	12 %
pH tal quale	9,5 ± 0,5
pH in soluzione d'uso	8 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. In caso di contatto con gli occhi o la pelle: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell'ambiente.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non miscelare SANIQUAT 44 con altri prodotti che ne potrebbero ridurre l'efficacia.

Richiudere sempre il contenitore dopo l'uso.
Evitare il contatto della bocca del canestro con materiale infetto.

Non lasciare nell'ambiente materiali (cotone, stracci, spugne, ecc.) imbevuti di SANIQUAT 44.



4 canestri da 5lt.

